

# НАБОР РЕАГЕНТОВ ДИАГНОСТИКУМ ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ САПНОЙ И МЕЛИОИДОЗНЫЙ ИММУНОГЛОБУЛИНОВЫЙ СУХОЙ

Рег.уд. № ФСР 2011/11613  
ТУ 9388-003-01898084-2011

Диагностикум представляет собой взвесь формализированных танализированных эритроцитов барана, сенсibilизированных иммуноглобулинами сапной агглютинирующей сыворотки. Выпускают в лиофилизированном виде в ампулах по 1 мл 10 % взвеси. Среда высушивания – реополиглюкин, концентрация в препарате 15 %, и сахара, концентрация в препарате 7,5 %.

Диагностикум предназначен для индикации и идентификации возбудителей сапа и мелиоидоза в биологическом материале, объектах окружающей среды и чистых культурах в реакции непрямой гемагглютинации.

В комплект поставки входят: диагностикум эритроцитарный сапной и мелиоидозный иммуноглобулиновый сухой - 5 ампул по 1 мл в наборе, эритроциты барана формализированные 50 % жидкие – 2 ампулы по 1 мл, взвесь убитой культуры сапного микроба жидкая – 1 ампула по 1 мл, сыворотка сапная агглютинирующая козья сухая 1:10 – 1 ампула по 1 мл, сыворотка нормальная кроличья сухая – 1 ампула по 1 мл, инструкция по применению и ампульный нож.

Срок годности – 2 года.

