

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ САПА (*Burkholderia mallei*) И МЕЛИОИДОЗА (*Burkholderia pseudomallei*) МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ «Burk 23S-Eph»

РУ № ФСР 2012/13066

ТУ 9389-004-01898084-2011

Набор реагентов для выявления ДНК возбудителей сапа (*Burkholderia mallei*) и мелиоидоза (*Burkholderia pseudomallei*) методом полимеразной цепной реакции с электрофоретическим способом детекции предназначен для обнаружения патогенных буркхольдерий в выделенных культурах, биологическом материале и объектах окружающей среды.

В комплект поставки входит: ПЦР-смесь №1, раскапанная под воск - 50 полипропиленовых микропробирок объёмом 0,6 мл, ПЦР-смесь № 2 - 1 пробирка объёмом 1,5 мл, положительные контроли - ПКО - ДНК *B.pseudomallei* и ДНК *B.mallei* – 2 пробирки объёмом 1,5 мл, вода стерильная бидистиллированная – 1 пробирка объёмом 1,5 мл, масло минеральное стерильное – 1 пробирка объёмом 1,5 мл, инструкция по применению. Набор упакован в полиэтиленовый пакет с застежкой.

Комплект рассчитан на 50 определений для постановки ПЦР.

Срок годности набора реагентов – 6 месяцев

